



KORREKTIONS
GLÄSER 2.5

„m“ wie München – Präzision, Innovation, Durchblick



Bei m-lens steht das „m“ nicht nur für exzellente Brillengläser, sondern auch für München – einem der Herkunftsorte technischer Innovationen. Hier, in einer der führenden Hightech-Regionen Europas, entwickeln und vertreiben wir Brillengläser, die höchste Präzision und modernste Technologie vereinen. Unsere Gläser stehen für klaren Durchblick – dank fortschrittlicher Fertigungstechniken. Mit dem Know-how dieser Stadt und unserer Leidenschaft für Qualität garantieren wir Ihnen ein Seherlebnis, das Maßstäbe setzt.

m-lens – München. Innovativ. Präzise. Klar.

Unser Programm		Seite 4 - 5
Einstärkenglas Individual		Seite 6 - 7
Einstärkenglas asphärisch / sphärisch		Seite 8 - 11
Einstärkenglas MyoFree		Seite 12 - 13
Gleitsichtglas FreeUltimate		Seite 14 - 15
Gleitsichtglas FreeIndividual		Seite 16 - 17
Gleitsichtglas FreeHard / FreeSoft		Seite 18 - 19
Wellnessglas FreeEasy		Seite 20 - 21
Raumglas FreeOffice		Seite 22 - 23
PC-Glas FreeSmart		Seite 24 - 25
FreeForm Bifokalglass		Seite 26 - 27
Bifokalglass		Seite 28- 29
Einstärkenglas Sport		Seite 30 - 31
Gleitsichtglas FreeSport		Seite 32 - 33
Mineral Classic & Mineral Gleitsichtglas FreeIndividual		Seite 34 - 35
Lagergläser		Seite 36 - 39
M-Trace		Seite 40
Individualisierung / Wrap (Prismatische Korrektur)		Seite 41
Materialeigenschaften Mineralgläser / Kunststoffgläser		Seite 42 - 43
Arten von ET-Beschichtungen / Verspiegelungen / Kantenfilter Blue Barrier© / Farben, Absorption		Seite 44 - 45
Schablonen		Seite 46- 50
Liefer- und Zahlungsbedingungen		Seite 51

Für jede Anforderung das passende Glasdesign



Im Katalog auf Seite 12 - 13

MyoFree

Kinder empfinden eine Brille oft als Einschränkung. Die MyoFree Brillengläser sind in unterschiedlichen Indizes verfügbar, sodass sie flexibel an die Bedürfnisse eines Kindes angepasst werden können. Besonders hervorzuheben ist, dass sie im Vergleich zu vielen anderen Myopiegläsern auf dem Markt sowohl dünner als auch leichter sind. MyoFree Gläser streuen das Licht so, dass es in der Peripherie vor der Netzhaut ankommt, anstatt dahinter. Dies trägt dazu bei, das Wachstum der Augenlänge zu verlangsamen. Die Bereiche in einem MyoFree Brillenglas, die das Fortschreiten der Myopie regulieren, sind seitlich positioniert. Dadurch wird die Sehschärfe im oberen und unteren Bereich möglichst wenig beeinträchtigt.



Im Katalog auf Seite 14 - 15

FreeUltimate

Ist ein revolutionäres, progressives Glasdesign. Dank neuer Produktionstechnologien haben wir ein Gleitsichtglas entwickelt, welches in allen Entfernungen eine natürlichere und schärfere Auflösung ohne Einschränkungen aufweist. Komfort: Angenehmer Übergang auf der gesamten Glasfläche. Durch die bessere Verteilung des Astigmatismus innerhalb des Glases entsteht kein Floating-Effekt.

Wahrnehmung ohne Grenzen: Ferne, mittlere Entfernung und die Nähe vermitteln ein Gefühl von Breite und die Übergänge sind fließend. Die komfortabelsten Gleitsichtgläser auf dem Markt. Bietet dem Benutzer maximalen Komfort.



Im Katalog auf Seite 16 - 17

FreeIndividual

Das personalisierte, progressive Premium Gleitsichtglas - die ideale Lösung für Brillenträger mit anspruchsvollen Anforderungen an die Größe des Blickfeldes. Die Glasgeometrie bietet das beste Ergebnis aus Qualität und Design.

FreeIndividual bietet einen hohen Sehkomfort. Dank der ausgewogenen optischen Geometrie werden Aberrationen beseitigt und das periphere Sehen verbessert. Mit FreeIndividual erhalten Sie ein überaus komfortables Brillenglas für ein angenehmes Sehen in allen Entfernungen.



Im Katalog auf Seite 18 - 19

FreeHard

Dieses Glasdesign bietet ein perfekt ausgewogenes, für alle Verwendungen einsetzbares Design, welches auf vorgegebenen Standardwerten basiert (Vorneigung 12°, Fassungsscheibenwinkel 5° und Hornhautscheitelabstand 13 mm). Die Gläser haben ein erweitertes Blickfeld sowohl für das Sehen in der Nähe als auch in der Ferne.

Empfohlen für erfahrene Gleitsichtbrillenträger, stärkere Hyperopie, Umsteiger von vorderflächenprogressiven Gläsern.



Im Katalog auf Seite 18 - 19

FreeSoft

Dieses Glasdesign bietet ein perfekt ausgewogenes, für alle Verwendungen einsetzbares Design, welches auf vorgegebenen Standardwerten basiert (Vorneigung 12°, Fassungsscheibenwinkel 5° und Hornhautscheitelabstand 13 mm).


Die Gläser haben ein erweitertes Blickfeld sowohl für das Sehen in der Nähe als auch in der Ferne. Empfohlen für jungpresbyope und myope Brillenträger.



Im Katalog auf Seite 20 - 21

FreeEasy

Dieser Glastype ist ideal für alle Brillenträger im Alter zwischen 30 und 45 Jahren, die durch ihren Beruf oder ihr Hobby über längere Zeit den Nahbereich nutzen. Durch eine geringe Addition im unteren Teil des Glases wird die Anstrengung beim Lesen und bei der Bildschirmarbeit verringert.



Im Katalog auf Seite 22 - 24

FreeOffice / FreeSmart

FreeOffice / FreeSmart eignet sich ideal bei einer Presbyopie und deren speziellen Anforderungen beim Sehen in mittlerer Entfernung und in der Nähe (Bürotätigkeit, Bildschirmarbeit). Diese Technologie bietet konkurrenzlose Qualität für das Sehen in der Nähe und mittlere Entfernung.


Diese Gläser sind nicht für den Straßenverkehr geeignet!



Im Katalog auf Seite 30 - 33

FreeSport

Progressive Gläser, hergestellt mit dem modernsten Herstellungsverfahren in der FreeForm-Technologie, insbesondere für aktive Brillenträger entwickelt. Diese ermöglichen ein breiteres Blickfeld sowie eine störungsfreie Panoramasicht. Vollständig individualisierbar und an die Kundenbedürfnisse anpassbar bieten sie eine hohe Spontanverträglichkeit bei variabler Basiskurve.



Was sie wissen müssen

Perfekte Sicht und perfektes Design. Kombiniert hervorragende optische und visuelle Eigenschaften mit einem ästhetischen Design. Einstärkengläser mit sphärisch/atorischer Rückfläche sind die optimale Lösung in allen Lebenslagen.

Die Eigenschaften unserer Einstärkengläser Individual in der Übersicht:

- Hohe Präzision und ausgeprägte Individualität durch digitale FreeForm-Technologie
- sind optimiert um ein flacheres Glas zu erhalten
- eignen sich für alle Arten von Fassungen



Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben			
✓	Fern- oder Nahrefraktion	✓	Scheibenlänge, Scheibenhöhe
✓	Einzel - PD (R und L)	✓	Stegbreite
✓	Durchblickhöhe (R und L)	✓	Fassungsscheibenwinkel FSW
✓	Hornhautscheitelabstand HSA	✓	Fassungskurve


Eigenschaften

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Einstärkenglas Individual

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-12,00 bis +13,00	-8,00 bis +7,00	-10,00 bis +10,00	-17,00 bis +16,00	-19,00 bis +18,00
UVP	169,00 €	209,00 €	209,00 €	249,00 €	329,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-



Was sie wissen müssen

Perfekte Sicht und perfektes Design. Kombiniert hervorragende optische und visuelle Eigenschaften mit einem ästhetischen Design. Einstärkengläser mit asphärischer Rückfläche sind die optimale Lösung in allen Lebenslagen.

Die Eigenschaften unserer Einstärkengläser asphärisch in der Übersicht:

- Hohe Präzision und ausgeprägte Individualität
- minimieren Astigmatismus auf der Oberfläche des Glases
- sind optimiert um ein flacheres Glas zu erhalten
- eignen sich für alle Arten von Fassungen



Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben			
✓	Fern- oder Nahrefraktion	✓	Scheibenlänge, Scheibenhöhe
✓	Einzel - PD (R und L)	✓	Stegbreite
✓	Durchblickhöhe (R und L)	✓	Fassungsscheibenwinkel FSW
✓	Hornhautscheitelabstand HSA	✓	Fassungskurve

Eigenschaften

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Einstärkenglas asphärisch

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-12,00 bis +13,00	-8,00 bis +7,00	-10,00 bis +10,00	-17,00 bis +16,00	-19,00 bis +18,00
UVP	139,00 €	179,00 €	179,00 €	219,00 €	299,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp

Einstärkenglas

Glasdesign

sphärisch

Technologie

konventionell

Was sie wissen müssen

Perfekte Sicht und perfektes Design. Kombiniert hervorragende optische und visuelle Eigenschaften mit einem ästhetischen Design. Einstärkengläser mit sphärischer Rückfläche sind die optimale Lösung in allen Lebenslagen.

Die Eigenschaften unserer Einstärkengläser spärisch in der Übersicht:

- Hohe Präzision und ausgeprägte Individualität
- sind optimiert um ein flacheres Glas zu erhalten
- eignen sich für alle Arten von Fassungen

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben			
✓ Fern- oder Nahrefraktion	✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe		
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Stegbreite		
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW		
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Fassungskurve		

Eigenschaften

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



Einstärkenglas sphärisch

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-12,00 bis +13,00	-8,00 bis +7,00	-10,00 bis +10,00	-17,00 bis +16,00	-19,00 bis +18,00
UVP	129,00 €	169,00 €	169,00 €	209,00 €	289,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp

Einstärkenglas

Glasdesign

sphärisch

Technologie

FreeForm

Was sie wissen müssen

Die Sorge der Eltern wird durch das Wissen gerechtfertigt, dass bei jeder weiteren Augenuntersuchung, das Sehvermögens des Kindes abnimmt. Die Einstärkengläser MYOFree verlangsamt erfolgreich das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit junger Menschen. Dank der digitalen Free-Form-Technologie, präziser Fertigung des RX-Wertes im zentralen Bereich des Glases und einer leichter Defokussierung zur Peripherie hin, entsteht ein wirksames Glas zur Kontrolle der Myopieentwicklung.



Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben			
✓ Fernrefraktion		✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	
✓ Einzel - PD (R und L)		✓ Stegbreite	
✓ Durchblickhöhe (R und L)		✓ Fassungsscheibenwinkel FSW	
✓ Hornhautscheitelabstand HSA		✓ Fassungskurve	

Eigenschaften

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Einstärkenglas MyoFree

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-12,00 bis +0,00	-8,00 bis +0,00	-10,00 bis +0,00	-17,00 bis +0,00	-19,00 bis +0,00
UVP	189,00 €	229,00 €	229,00 €	269,00 €	389,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	-	-	-	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp	Gleitsicht	Glasdesign	Soft	Technologie	Freeform
Ferne	●●●●●	Mittlere Entfernung	●●●●●	Nähe	●●●●●
Vorteile	Bestes Verhältnis von Fern- und Nahsehen				
Zielgruppe	Anspruchsvolle Brillenträger, erfahrene Brillenträger				

Was sie wissen müssen

FreeUltimate ist das erste Gleitsichtglas, das die peripheren Unschärfen kontrolliert. Es verbessert die visuelle Wahrnehmung, da es dem Gehirn ermöglicht, die typischen Verzerrungen von Gleitsichtgläsern zu ignorieren.

Komfort: Angenehmer Übergang auf der gesamten Glasfläche. Durch die bessere Verteilung des Astigmatismus innerhalb des Glases entsteht kein Floating-Effekt.

Wahrnehmung ohne Grenzen: Ferne, mittlere Entfernung und die Nähe vermitteln ein Gefühl von Breite und die Übergänge sind fließend. Die komfortabelsten Gleitsichtgläser auf dem Markt. Der Träger erhält maximalen Komfort.

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Glastyp (Progressionszone)	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimale Einschleifhöhe	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Empfohlene Einschleifhöhe	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm
Addition	0,75 - 4,00 dpt.	Variabler Inset	0 - 4 mm	
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	- / -	
Angaben zur Zentrierung	Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.			

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Stegbreite
✓ Addition	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Vorneigung
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Variabler Inset (optional)
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	✓ Glastyp

Gleitsichtglas FreeUltimate

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-8,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	389,00 €	429,00 €	429,00 €	469,00 €	549,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Gleitsichtglas FreeIndividual

Glastyp	Gleitsicht	Glasdesign	Hard	Technologie	Freeform
Ferne	●●●●●	Mittlere Entfernung	●●●●○	Nähe	●●●●●
Vorteile	Bestes Verhältnis von Fern- und Nahsehen				
Zielgruppe	Anspruchsvolle Brillenträger, erfahrene Brillenträger				

Was sie wissen müssen

FreeIndividual - das personalisierte, progressive Premium Gleitsichtglas - die ideale Lösung für Brillenträger mit anspruchsvollen Anforderungen an die Größe des Blickfeldes. Die Glasgeometrie bietet das beste Ergebnis aus Qualität und Design.

FreeIndividual bietet einen hohen Sehkomfort. Dank der ausgewogenen optischen Geometrie werden Aberrationen beseitigt und das periphere Sehen verbessert. Mit FreeIndividual erhalten Sie ein überaus komfortables Brillenglas für ein angenehmes Sehen in allen Entfernungen.

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Glastyp (Progressionszone)	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimale Einschleifhöhe	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Empfohlene Einschleifhöhe	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm
Addition	0,75 - 4,00 dpt.		Variabler Inset	0 - 4 mm
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand		Degression	- / -
Angaben zur Zentrierung	Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.			

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Stegbreite
✓ Addition	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Vorneigung
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Variabler Inset (optional)
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	✓ Glastyp

Gleitsichtglas FreeIndividual

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-10,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	329,00 €	369,00 €	369,00 €	409,00 €	489,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Gleitsichtglas FreeHard / FreeSoft

Glastyp	Gleitsicht	Glasdesign	Hard / Soft	Technologie	Freeform
Ferne	●●●●○	Mittlere Entfernung	●●●●○	Nähe	●●●●○
Vorteile	Ausgewogenes Verhältnis von Fern- und Nahsehen				
Zielgruppe	FreeHard: erfahrene Gleitsichtbrillenträger, stärkere Hyperopie, Umsteiger von vorderflächenprogressiven Gläsern. FreeSoft: jungpresbyope und myope Brillenträger.				

Was sie wissen müssen

Sowohl das FreeHard als auch das FreeSoft bieten ein perfekt ausgewogenes, für alle Verwendungen einsetzbares Design, welches auf vorgegebenen Standardwerten basiert (Vorneigung 12°, Fassungs-scheibenwinkel 5° und Hornhautscheitelabstand 13 mm). Die Gläser haben ein erweitertes Blickfeld sowohl für das Sehen in der Nähe als auch in der Ferne.

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern (bitte den Unterschied Hard und Soft beachten):

Glastyp (Progressionszone)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimale Einschleifhöhe	16 mm	18 mm	20 mm
Empfohlene Einschleifhöhe	17 mm	19 mm	21 mm
Addition	0,75 - 3,50 dpt.	Variabler Inset	- / -
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	- / -
Angaben zur Zentrierung	Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.		

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Stegbreite
✓ Addition	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Vorneigung
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Glastyp
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	

Gleitsichtglas FreeHard / FreeSoft

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-10,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	279,00 €	319,00 €	319,00 €	359,00 €	439,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp	Mehrstärkenglas	Glasdesign	- / -	Technologie	FreeForm
Ferne	●●●●●	Mittlere Entfernung	●●●●○	Nähe	●●●●●

Was sie wissen müssen
Dieser Glastyp ist ideal für alle Brillenträger im Alter zwischen 30 und 45 Jahren, die durch ihren Beruf oder ihr Hobby über längere Zeit den Nahbereich nutzen.

- Die Gläser verringern die Anstrengung beim Lesen, bei der Bildschirmarbeit oder auch bei Computerspielen
- Die Gläser wurden so berechnet, dass die Anstrengung bei der kontinuierlichen Akkommodation verringert wird
- Verringern die Augenbeanspruchung durch eine geringe Addition im unteren Teil des Glases
- Hohe Sehqualität im Nahbereich
- Hohe Präzision und ausgeprägte Individualität durch digitale FreeForm-Technologie
- Indirekte Reduktion des Astigmatismus

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Minimale Einschleifhöhe	18 mm		
Empfohlene Einschleifhöhe	20 mm		
Addition	0,50 - 1,25 dpt.	Variabler Inset	- / -
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	- / -
Angaben zur Zentrierung	Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.		

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe
✓ Addition	✓ Stegbreite
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	

Wellnessglas FreeEasy

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-10,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	229,00 €	269,00 €	269,00 €	309,00 €	389,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp	Raumglas FreeOffice	Glasdesign	- / -	Technologie	FreeForm
Ferne	○ ○ ○ ○ ○	Mittlere Entfernung	● ● ● ● ●	Nähe	● ● ● ● ○
Vorteile	Bietet eine konkurrenzlose Qualität für das Sehen in der Nähe und das Sehen auf mittlere Entfernung.				
Zielgruppe	Für Kunden mit speziellen Anforderungen an den Zwischen-und Nahbereich.				

Was sie wissen müssen

FreeOffice eignet sich ideal bei einer Presbyopie und deren speziellen Anforderungen beim Sehen in mittlerer Entfernung und in der Nähe (Bürotätigkeit, Bildschirmarbeit). Diese Technologie bietet konkurrenzlose Qualität für das Sehen in der Nähe und mittlere Entfernung. Diese Gläser sind nicht für den Straßenverkehr geeignet!

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Glastyp	Office 0,8 m	Office 1,5 m	Office 3 m
Minimale Einschleifhöhe	18 mm	18 mm	18 mm
Empfohlene Einschleifhöhe	20 mm	20 mm	20 mm
Addition	0,75 - 3,50 dpt.	Variabler Inset	- / -
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	- / -
Angaben zur Zentrierung	Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.		

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe
✓ Addition	✓ Stegbreite
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Glastyp

Raumglas FreeOffice

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-10,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	229,00 €	269,00 €	269,00 €	309,00 €	389,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	-	-	-	-	-
Transitions XTRActive	-	-	-	-	-
Transitions XTRActive Polarized	-	-	-	-	-
NuPolar	-	-	-	-	-
NuPolar Verlauf	-	-	-	-	-

Glastyp	PC Glas	Glasdesign	- / -	Technologie	FreeForm
Ferne	○ ○ ○ ○ ○	Mittlere Entfernung	● ● ● ● ○	Nähe	● ● ● ● ●
Vorteile	Bietet eine konkurrenzlose Qualität für das Sehen in der Nähe und das Sehen auf mittlere Entfernung.				
Zielgruppe	Für Kunden mit speziellen Anforderungen an den Zwischen-und Nahbereich.				

Was sie wissen müssen

FreeSmart eignet sich ideal bei einer Presbyopie und deren speziellen Anforderungen beim Sehen in mittlerer Entfernung und in der Nähe (Bürotätigkeit, Bildschirmarbeit). Diese Technologie bietet konkurrenzlose Qualität für das Sehen in der Nähe und mittlere Entfernung. Diese Gläser sind nicht für den Straßenverkehr geeignet!

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Minimale Einschleifhöhe	18 mm		
Empfohlene Einschleifhöhe	20 mm		
Addition	- / -	Variabler Inset	- / -
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	0,50 - 1,25 dpt.
Angaben zur Zentrierung	Zentrierung auf die Oberkante Unterlied bei Fern-PD.		

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
---------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Nahrefraktion	✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe
✓ Degression	✓ Stegbreite
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	

PC-Glas SmartFree

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-10,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	229,00 €	269,00 €	269,00 €	309,00 €	389,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	-	-	-	-	-
Transitions XTRActive	-	-	-	-	-
Transitions XTRActive Polarized	-	-	-	-	-
NuPolar	-	-	-	-	-
NuPolar Verlauf	-	-	-	-	-

FreeForm Bifokalglas

Glastyp	Bifokal	Glasdesign	- / -	Technologie	FreeForm
Ferne	● ● ● ● ○	Mittlere Entfernung	○ ○ ○ ○ ○	Nähe	● ● ● ● ○
Vorteile	Ausgewogenes Verhältnis von Fern- und Nahsehen				
Zielgruppe	Umsteiger von Bifo auf Gleitsicht, aktive Sportler				

Was sie wissen müssen

Das FreeForm Bifokalglas ist unser Premium Zweistärkenglas. Die Digitalisierung der Produktion ermöglicht uns die Gläser mit einem runden Nahteil ohne sichtbare Trennkante herzustellen.

- Das runde Nahteil hat einen Durchmesser von 28mm

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben		Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!	
✓ Fernrefraktion	✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	Ø von 50 mm – 75 mm inkl.	max. Prisma 4 cm/m inkl.
✓ Addition	✓ Stegbreite	max. Zylinder 4 dpt. inkl.	Basiskurve 6 und 8 inkl.
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW	Angaben zur Zentrierung Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.	
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Fassungskurve		
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Vorneigung		

Vorteile von FreeForm Bifokalgläsern

- keine sichtbare Trennkante
- Einfacher und komfortabler Übergang vom Fern- in den Nahbereich
- Große Auswahl an Materialien und Veredelungen
- bestens geeignet für alle Arten von Sportbrillen

FreeForm Bifokalglas

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-10,00 bis +9,00	-10,00 bis +7,00	-10,00 bis +7,00	-12,00 bis +10,00	-17,00 bis +9,00
UVP	279,00 €	319,00 €	319,00 €	359,00 €	439,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp

Bifokal

Was sie wissen müssen

Perfekte Sicht und perfektes Design. Kombiniert hervorragende optische und visuelle Eigenschaften mit einem ästhetischen Design. Bifokalgläser mit sphärischer Rückfläche sind die optimale Lösung in allen Lebenslagen.



Die Eigenschaften unserer Bifokalgläser in der Übersicht:

- Optimaler Fernbereich bei minimierter seitlicher Unschärfe
- kein Übergang zwischen Fern- und Nahbereich
- Alternative zum Gleitsichtglas
- eignen sich für alle Arten von Fassungen

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Standard:
Das Glas wird nach Standardparametern hergestellt. Inklinationswinkel 8°, Fassungsscheibenwinkel 5° und Hornhautscheitelabstand 13 mm. Zusätzlich werden folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben

✓ Fernrefraktion

✓ Addition

✓ Glastyp

Eigenschaften

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 4 cm/m inkl.
max. Zylinder 4 dpt. inkl.	Basiskurve 6 und 8 inkl.

Bifokalglass

Material	1.50 FT oder CT	1.60 FT oder CT	1.67 FT oder CT	1.74 CT
Lieferbereich	-8,00 bis + 6,00	-10,00 bis + 6,00	-8,00 bis + 7,00	-12,00 bis + 8,00
UVP	129,00 €	169,00 €	209,00 €	249,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	-	-	-	-
Alpha Drive	-	-	-	-
Alpha FogFree	-	-	-	-
Rück-Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	-
Vollfarbe	inkl.	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	-	-	-	-
Verspiegelung	-	-	-	-
Extras				
UV+ 420 BlueCut	-	-	-	-
Transitions GEN S	+ 85,00 €	-	-	-
Transitions XTRActive	-	-	-	-
Transitions XTRActive Polarized	-	-	-	-
NuPolar	-	-	-	-
NuPolar Verlauf	-	-	-	-



Was sie wissen müssen

Unsere Sportgläser wurden speziell für die Verglasung von stark gewölbten Sportfassungen entwickelt. Sie vereinen Ergonomie und Ästhetik und bieten eine ausgezeichnete Abbildungsqualität in allen Blickrichtungen. Einstärkengläser, hergestellt mit dem modernsten Herstellungsverfahren in der FreeForm-Technologie, insbesondere für aktive Brillenträger entwickelt. Diese ermöglichen ein breiteres Blickfeld sowie eine störungsfreie Panoramasicht.



Vielen Dank an revo für dieses Bild.

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fern- oder Nahrefraktion	✓ Stegbreite
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Vorneigung
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	

Eigenschaften

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 4 cm/m inkl.
max. Zylinder 4 dpt. inkl.	Basiskurve 6 und 8 inkl.

Einstärkenglas Sport

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-5,00 bis +5,00	-5,00 bis + 5,00	-6,25 bis + 7,00	-6,50 bis + 7,00	-6,50 bis + 7,00
UVP	139,00 €	179,00 €	179,00 €	219,00 €	299,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Glastyp	Gleitsicht	Glasdesign	Hard	Technologie	FreeForm
Ferne	●●●●○	Mittlere Entfernung	●●●○○	Nähe	●●○○○
Vorteile	Dynamische und sehr breite Bereiche in der Ferne. Konzipiert für Brillenfassungen mit großem Fassungsscheibenwinkel.				
Zielgruppe	Progressive Premiumgläser, insbesondere für aktive Brillenträger entwickelt.				

Was sie wissen müssen

Progressive Gläser, hergestellt mit dem modernsten Herstellungsverfahren in der FreeForm-Technologie, insbesondere für aktive Brillenträger entwickelt. Diese ermöglichen ein breiteres Blickfeld sowie eine störungsfreie Panoramasicht. Vollständig individualisierbar und an die Kundenbedürfnisse anpassbar bieten sie eine hohe Spontanverträglichkeit bei variabler Basiskurve.

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Glastyp (Progressionszone)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimale Einschleifhöhe	16 mm	18 mm	20 mm
Empfohlene Einschleifhöhe	17 mm	19 mm	21 mm
Addition	0,75 - 3,50 dpt.	Variabler Inset	- / -
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	- / -

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!

Ø von 50 mm - 75 mm inkl.	max. Prisma 4 cm/m inkl.
max. Zylinder 4 dpt. inkl.	Basiskurve 6 und 8 inkl.

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Stegbreite
✓ Addition	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Vorneigung
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Glastyp
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	

Gleitsichtglas FreeSport

Material	1,50	1.53 Trivex	1.60	1.67	1.74
Lieferbereich	-5,00 bis +5,00	-5,00 bis + 5,00	-6,25 bis + 7,00	-6,50 bis + 7,00	-6,50 bis + 7,00
UVP	279,00 €	319,00 €	319,00 €	359,00 €	439,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Blue	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Alpha Clear	inkl.	-	inkl.	-	-
Alpha Drive	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	-
Alpha FogFree	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Rück-Alpha SHD	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.
Vollfarbe	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Verlauf	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Farbe Muster	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Kantenfilter	inkl.	-	inkl.	-	-
Verspiegelung	inkl.	-	inkl.	inkl.	-
Extras					
UV+ 420 BlueCut	+ 20,00 €	-	+ 20,00 €	+ 20,00 €	+ 20,00 €
Transitions GEN S	+ 55,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 85,00 €	+ 115,00 €
Transitions XTRActive	+ 50,00 €	-	+ 80,00 €	+ 80,00 €	-
Transitions XTRActive Polarized	+ 90,00 €	-	+ 120,00 €	+ 120,00 €	-
NuPolar	+ 40,00 €	-	+ 60,00 €	+ 60,00 €	-
NuPolar Verlauf	+ 60,00 €	-	-	-	-

Mineral Gläser

Glastyp	Einstärken und Bifo	Glasdesign	- / -	Technologie	- / -
---------	---------------------	------------	-------	-------------	-------

Was sie wissen müssen

Mineralische Gläser haben einen hohen Brechungsindex im Verhältnis zur Dicke.
Die Oberfläche ist sehr hart und hat eine geringe Dispersion. Mit mineralischen Gläsern kann starke Fehlsichtigkeit mit relativ dünnen Gläsern gut korrigiert werden.
Die Gläser sind sehr unempfindlich gegen Kratzer.
Zudem haben Sie eine hohe Abbe-Zahl, die sich positiv auf Klarheit und farblichen Störungen auswirkt. Die Bruchfestigkeit im Vergleich zu Kunststoffgläsern ist geringer.

Mineral Einstärken

Material	1.523	1.60	1.70	1.80	1.90
Lieferbereich	-13,00 bis +14,00	-8,00 bis +6,00	-17,00 bis +8,00	-14,00 bis +6,00	-16,00 bis +3,00
Basispreis	139,00 €	159,00 €	199,00 €	259,00 €	419,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Photo	+ 30,00 €	+ 40,00 €	-	-	-

Mineral Bifo

Material	1.523	1.60	1.70	1.80	1.90
Lieferbereich	-4,00 bis +5,00	-	-	-	-
Basispreis	229,00 €	-	-	-	-
Alpha SHD	inkl.	-	-	-	-
Photo	+ 50,00 €	-	-	-	-

Mineral Gleitsichtglas FreeIndividual

Glastyp	Gleitsicht	Glasdesign	Hard	Technologie	FreeForm
Ferne	● ● ● ● ●	Mittlere Entfernung	● ● ● ● ○	Nähe	● ● ● ● ●

Was sie wissen müssen

Das personalisierte, progressive Premium Gleitsichtglas - die ideale Lösung für Brillenträger mit anspruchsvollen Anforderungen an die Größe des Blickfeldes. Die Glasgeometrie bietet das beste Ergebnis aus Qualität und Design.

Mineral Gleitsicht FreeIndividual

Material	1.523	1.60	1.70	1.80	1.90
Lieferbereich	-12,00 bis +8,00	-14,00 bis +7,00	-17,00 bis +8,00	-19,00 bis -12,00	-21,00 bis -2,00
Basispreis	329,00 €	369,00 €	429,00 €	479,00 €	569,00 €
Alpha SHD	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Photo	+ 40,00 €	+ 40,00 €	-	-	-

Eigenschaften

Das Brillenglas ist lieferbar mit folgenden Parametern:

Glastyp (Progressionszone)	Ultra Short (U)	Extra Short (E)	Short (S)	Regular (R)
Minimale Einschleifhöhe	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Empfohlene Einschleifhöhe	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm
Addition	0,75 - 3,50 dpt.	Variabler Inset	0 - 4 mm	
Mindestentf. v. Zentrierkreuz	8 mm zum oberen Rand	Degression	- / -	
Angaben zur Zentrierung	Zentrierkreuz auf Pupillenmitte bei Fern-PD.			

Soweit technisch möglich, erhalten Sie Prisma, Dezentration, Basiskurve, größere und kleinere Durchmesser immer GRATIS!


Ø von 52 mm - 70/75 mm inkl.	max. Prisma 6 cm/m inkl.	max. Zylinder 6 dpt. inkl.
------------------------------	--------------------------	----------------------------

Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben	
✓ Fernrefraktion	✓ Stegbreite
✓ Addition	✓ Fassungsscheibenwinkel FSW
✓ Einzel - PD (R und L)	✓ Fassungskurve
✓ Durchblickhöhe (R und L)	✓ Vorneigung
✓ Hornhautscheitelabstand HSA	✓ Variabler Inset (optional)
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	✓ Glastyp





Das M-Trace Bestellsystem

Was sie wissen müssen



Unser einfaches und benutzerfreundliches m-trace Bestellsystem wird von unserem Innendienst betreut.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Unbegrenzter Zugang, 24/7 sind Bestellungen möglich
- Es können sowohl Lager- als auch Fertigungsgläser bestellt werden
- Anbindung von Tracern zur Optimierung oder zum Fernranden möglich
- Einfache und intuitive Auswahl nach Material, Beschichtung oder weiteren Optionen
- Mitten- und Randdickenberechnung auch im Vergleich verschiedener Materialien
- Ermöglicht eine einfache Auftragsverfolgung, wodurch der Service für den Kunden bestmöglich erleichtert wird

Und so geht's:

Die intuitive Eingabemaske unserer Bestellsoftware erleichtert das schnelle und fehlerfreie Erfassen eines Kundenauftrages. Die Daten können jederzeit gespeichert und später verwendet werden. Alte Aufträge lassen sich anzeigen oder kopieren. Der aktuelle Auftragsstatus wird angezeigt. Es steht eine Form-Datenbank zur Verfügung. Gängige Tracer werden unterstützt. Eine komfortable Funktion ermöglicht eine Machbarkeits- und Dickenkalkulation.



Individualisierung

Was sie wissen müssen

Die Optimierung der Rand- oder Mittendicke kann bei allen Rezeptgläsern erfolgen und für alle Materialien und Designs bei Rezeptgläsern verwendet werden. Das Ergebnis der Optimierung sind dünnere und leichtere Brillengläser.


Benötigte Angaben für die Produktion | Lieferbereich

Das Glas wird unter Berücksichtigung der individuellen Parameter des Brillenträgers und der ausgewählten Fassung gefertigt. Bei der Bestellung werden daher folgende Angaben benötigt:

Bitte bei der Bestellung angeben			
✓ Glasform	✓ erforderliche Randdicke	✓ erforderliche Mittendicke	✓ Höhe des Nahteils (Bifo)
✓ Durchblickhöhe	✓ Art der Fassung	✓ Vorneigung	✓ Fassungskurve
✓ Scheibenlänge, Scheibenhöhe	✓ Stegbreite	✓ Einzel - PD (R und L)	

Wrap (Prismatische Korrektur)

- Prismatische Korrektur bei stark gebogenen Fassungen wie Sonnen- oder Sportbrillen.
- Dank moderner Software-Technologie DVI WRAP können die Gläser prismatisch korrigiert werden, damit der Träger die erforderliche Korrektur und maximalen Sehkomfort bei sportlichen Aktivitäten oder mit Sonnenbrillen erleben kann.
- Sportler schätzen ihre Vorteile: minimierte Verzerrung und Deformation sowohl im mittleren Sichtbereich als auch am Rand
- Anpassungen können für die Mehrzahl der verordneten Gläser von der Basis 6 aufwärts vorgenommen werden.



Bestellungen für WRAP müssen folgende Angaben enthalten (Im Idealfall die Fassungen an UNS zum Einschleifen senden):

- Einzel-PD (R und L)
- Fassungs-vorneigung
- Fassungs-scheibenwinkel

WRAP-Technologie wird für Gläser empfohlen:

- bei Dpt. größer als -1,50 und einer Basis 4 - 8
- bei Dpt. größer als +1,75 und einer Basis 6 - 8

Die WRAP-Technologie wird auch für Fassungen mit einem Fassungs-scheibenwinkel von 12° und mehr empfohlen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben nur um Schätzungen handelt. Verfügbar ist die WRAP-Technologie bis zu +/- 4 Dpt. Bei höheren Werten sollten kontaktiert werden, um die Möglichkeit einer Produktion zu besprechen.

ET-Beschichtungen	Alpha Blue	Alpha Clear	Alpha SHD	Alpha Dive	Alpha FogFree
Restreflex	blau	leicht blau	grün	lila blau	grün
Klebeschicht	✓	✓	✓	✓	✓
ET - Schicht	9x	7x	7x	9x	7x
Hartschicht	✓	✓	✓	✓	✓
Super - Hydrophobe Schicht	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatik-Nanoschicht	✓	✓	✓	✓	✓
Transmission	99,6 %	99,7 %	99,5 %	99,6 %	99,5%
Reflexion	0,4 %	0,3 - 0,4 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %
Verfügbarkeit Kunststoffgläser	✓	✓	✓	✓	✓
Verfügbarkeit Mineralgläser	-	-	✓	-	-

Mineral und Kunststoffgläser				
Mineral	Index	Dichte	Abbé	UV
1.523	1,523	2,54 g / cm³	57	315 nm
1.60	1,60	2,63 g / cm³	41	315 nm
1.70	1,70	3,21 g / cm³	34	315 nm
1.80	1,80	3,65 g / cm³	34	315 nm
1.90	1,90	3,99 g / cm³	30	315 nm

Kunststoff	Index	Dichte	Abbé	UV
1.50	1,50	1,32 g / cm³	58	355 nm
1.53 Trivex	1,53	1,11 g / cm³	45	400 nm
1.60	1,60	1,30 g / cm³	42	400 nm
1.67	1,67	1,35 g / cm³	32	400 nm
1.74	1,74	1,46 g / cm³	33	400 nm
1.50 UV+ 420 Blue Cut	1,50	1,32 g / cm³	58	420 nm
1.60 UV+ 420 Blue Cut	1,60	1,25 g / cm³	48	420 nm
1.67 UV+ 420 Blue Cut	1,67	1,35 g / cm³	32	420 nm
1.74 UV+ 420 Blue Cut	1,74	1,47 g / cm³	33	420 nm
1.50 Transitions GEN S	1,50	1,32 g / cm³	59	390 nm
1.53 Trivex Transitions GEN S	1,53	1,11 g / cm³	45	400 nm
1.60 Transitions GEN S	1,60	1,30 g / cm³	42	400 nm
1.67 Transitions GEN S	1,67	1,37 g / cm³	31	400 nm
1.74 Transitions GEN S	1,74	1,47 g / cm³	33	400 nm
1.50 Transitions XTRActive	1,50	1,32 g / cm³	45	390 nm
1.60 Transitions XTRActive	1,60	1,30 g / cm³	42	400 nm
1.67 Transitions XTRActive	1,67	1,35 g / cm³	32	400 nm
1.50 Transitions XTRActive Polarized	1,50	1,32 g / cm³	45	390 nm
1.60 Transitions XTRActive Polarised	1,60	1,30 g / cm³	42	400 nm
1.67 Transitions XTRActive Polarized	1,67	1,35 g / cm³	32	400 nm
1.50 NuPolar	1,50	1,32 g / cm³	58	380 nm
1.60 NuPolar	1,60	1,30 g / cm³	42	400 nm
1.67 NuPolar	1,67	1,35 g / cm³	32	400 nm
1.50 NuPolar Verlauf	1,50	1,32 g / cm³	58	380 nm

Verspiegelungen Glänzend

Was sie wissen müssen

Verspiegelungen schützen die Augen gegen direkter Sonneneinstrahlung und haben eine starke ästhetische Wirkung.
Für zusätzlichen Komfort ist eine Rückflächenentspiegelung standardmäßig aufgebracht. Wir empfehlen für 100% UV-Schutz eine Kombination mit UV-Filtern.



Silber



Leicht Silber



Gold



Leicht Gold



Kupfer



Gelb



Grün



Rot



Blau



Rosa/Gold



Lila

Kantenfilter Blue Barrier©

Was sie wissen müssen

Blue Barrier® Gläser haben eine spezielle therapeutische Wirkung. Diese filtern UV- und Blaulicht heraus. Sie bieten einen maximalen Blaulichtschutz. Blaues Licht ist der dominierende Bestandteil des natürlichen Lichts und die Hauptursache bei Blendungen. Das Älterwerden sowie einige Augenerkrankungen können Augen extrem empfindlich machen, was normalerweise als geringe Blendung gesehen wird. Diese gleichen pathologischen Bedingungen erhöhen auch die Gefahr der Verschleierung der Blendung des Auges durch Blaulicht.

Wintersonne: 20 % Tönung



- Filter 450 nm**
- Nachtblindheit
 - Makula-Degeneration
 - Diabetische Retinopathie
 - Pre-operativer grauer Star
 - Glaukom, Aniridie
 - Geeignet für sportliche Aktivitäten

Intensiv Orange: 48 % Tönung



- Filter 500 nm oder 550 nm**
- Makula-Degeneration
 - Diabetische Retinopathie
 - Pre-operativer grauer Star
 - Aphakie / Pseudophakie
 - Optikusatrophie, Hornhautdystrophie
 - Retinitis pigmentosa, Albinismus
 - Nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet

Euro-Braun: 83 % Tönung



- Filter 480 nm**
- Makula-Degeneration
 - Diabetische Retinopathie
 - Pre-operativer grauer Star
 - Forensische Wissenschaft
 - Geeignet für sportliche Aktivitäten

Herbstsonne: 80 % Tönung,




- Filter 540nm**
- Makula-Degeneration
 - Pre-operativer grauer Star
 - Nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet

Farben	Vollfarbe	Verlauf
Grau	10% bis 85%	25% bis 0%, 50% bis 0%, 85% bis 0%
Braun	10% bis 85%	25% bis 0%, 50% bis 0%, 85% bis 0%
G-15	10% bis 85%	25% bis 0%, 50% bis 0%, 85% bis 0%
Nach Muster	Weitere Tönungen und Absorptionen fertigen wir nach Kundenwunsch.	

Absorption	Farben
Transitions GEN S	Amethyst, Bernstein, Braun, Grau, G-15 (5-85%), Rubinrot, Saphir, Smaragdgrün
Transitions XTRActive	Braun, Grau, G-15 (11-90%)
Transitions XTRActive Polarized	Grau (11-90%)
NuPolar	Braun (78%), Grau1 (65%), Grau3 (83%), G-15 (85%)
NuPolar Verlauf	Braun, Grau, G-15 (90 auf 60%)
Photo Mineral	Braun (20-70%), Grau (20-70%)


Gleitsichtglas
Regular

FreeUltimate
FreeIndividual
Free Hard/Soft
FreeSport




Gleitsichtglas
Extra Short

FreeUltimate
FreeIndividual
Free Hard/Soft
FreeSport




Gleitsichtglas
Short

FreeUltimate
FreeIndividual
Free Hard/Soft
FreeSport



Gleitsichtglas
Ultra Short

FreeUltimate
FreeIndividual
Free Hard/Soft
FreeSport




Raumglas

FreeOffice


PC-Glas

FreeSmart




Zweistärkenglas

Bifo CT 28




Mehrstärkenglas

Wellness FreeEasy




Zweistärkenglas

Bifo FT 28




Freeform

Bifokal



Einstärkenglas



- 1. PREISE I** Alle Preise verstehen sich in Euro ab Werk als Stückpreise für Brillengläser zzgl. Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe.
- 2. ZAHLUNG I** Rechnungen sind innerhalb von 15 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Bei Einzug des Rechnungsbetrages per SEPA-Lastschrift gilt eine verkürzte Vorankündigungsfrist von fünf Tagen vor Fälligkeit als vereinbart.
- 3. EIGENTUMSVORBEHALT I** Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, uns bei Eingreifen Dritter unverzüglich zu melden.
- 4. LIEFERUNG I** Die Lieferung bestimmter Warengruppen aus unserem Lieferprogramm verpflichtet uns nicht zur Lieferung des gesamten Programms. Verzögerungen in vereinbarten Lieferfristen durch höhere Gewalt begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Rücktritt vom Kaufvertrag.
- 5. VERSAND I** Versand- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Käufers.
- 6. GEWÄHRLEISTUNG I** Die Lieferung ist unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. Jegliche Mängel sind unter Angabe der Lieferscheinnummer und unter Vorlage der beanstandeten Ware zu melden. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen ab Lieferung. Bei Vorliegen eines Mangels, sind wir zur Nacherfüllung nach unserer Wahl berechtigt.
- 7. RECHTS- UND GERICHTSSTAND I** Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Käufer und Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmung des EU - Kaufrechts findet keine Anwendung. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist unser Geschäftssitz.
- 8. AUFTRAGSANNAHME I** Die Bestellungen des Käufers können telefonisch, schriftlich oder per Datenübertragung erfolgen. Die telefonische Auftragsannahme ist von Montag bis Freitag, 9:00 - 18:00 Uhr möglich.
- 9. DRUCKFEHLER / IRRTÜMER** vorbehalten.

MADE IN EU



m-lens GmbH

Karl-Böhm-Straße 2
85598 Baldham

Tel: +49 (0) 8106 - 34 89 750

Fax: +49 (0) 8106 - 34 89 754

order@m-lens.de

www.m-lens.de



MEHR INFOS AUF
WWW.M-LENS.DE